



JOFEL

Gel Hydroalcoolique

✓ **Marchés cibles : dans un milieu médical, paramédical, vétérinaire, agro-alimentaire, métiers de la bouche, crèches...**

- Dermatologically tested
- Produit biocide destiné à l'hygiène humaine (TP1).
- Pour une antiseptie rapide de la peau et des



INFORMATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques

Aspect: Gel
Odeur: Alcool
Couleur: Incolore
Densité: 0,891

Mode d'emploi

- Le GEL HYDROALCOOLIQUE désinfecte en une opération : hygiène des mains assurée.
- Appliquer le gel pur sur vos mains sèches et exemptes de souillures.
- Ne pas rincer, ne pas utiliser de serviette.
- A utiliser régulièrement, les mains étant un véhicule de contamination microbienne reconnu.
- Après utilisation, le GEL HYDROALCOOLIQUE laisse une agréable sensation de fraîcheur, sans aucune odeur.

Consignes de Sécurité

- GEL HYDROALCOOLIQUE est destiné à un usage exclusivement professionnel.
- Ne pas avaler.
- Éviter le contact avec les yeux, en cas de projection accidentelle, rincer abondamment à l'eau.

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES

Activité bactéricide	- UNE EN 1276 (60 sec.) - UNE EN 1500 (60 sec.) - UNE EN 1040, bactéricide pour les souches de Pseudomonas aeruginosa et Staphylococcus aureus / Bactericidal against Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus aureus strains.
Activité levuricide	- UNE EN 1650 (60 sec.)
Activité virucide	- NF EN 14476 (120 sec.), activité virucide contre le Poliovirus de type 1 et l'Adenovirus de type 5 / Virucidal activity against Poliovirus Type 1 and Adenovirus Type 5.

JOFEL Gel Hydroalcoolique

INGRÉDIENTS

Nom EU INCI de l'ingrédient*
AQUA ALCOHOL ISOPROPYL ALCOHOL BENZALKONIUM CHLORIDE PROPYLENE GLYCOL, TRIETHANOLAMINE CYCLOHEXANE ALCOHOL C11-14 ETOXILADO

*Nomenclature internationale d'ingrédients cosmétiques

CONDITIONNEMENT	SYSTEME DE DISTRIBUTION	CODE PRODUIT
Recharge AITANA 1000mL x 6	Distributeur AITANA MIX (manuel)	AT86006F3
Recharge TIMELESS 1000mL x 6	Distributeur TIMELESS (manuel)	AT93006F3
Recharge OPTIQUE 1000mL x 6	Distributeur AITANA OPTIQUE (automatique)	AT83006F3
Recharge OPTIQUE 1000mL x 6	Distributeur TIMELESS OPTIQUE (automatique)	AT83006F3

MESURES DE LA PALETTE



EURO Palette
80cm x 120 cm x 170cm



Total
78 cartons